




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
QIAamp MinElute Virus Spin Kit, 50 reactions

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับสกัดสารพันธุกรรมชนิด DNA และ RNA จากไวรัส ในตัวอย่าง plasma, serum และ cell-free body fluids ได้ทั้งตัวอย่างสดและตัวอย่างแช่แข็ง
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

2.1 QIAamp MinElute Columns		จำนวน 50 อัน
2.2 Collection tubes	ขนาด 2 mL	จำนวน 200 อัน
2.3 Buffer AL	ขนาด 12 mL	จำนวน 1 ขวด
2.4 Buffer AW1 (concentrate)	ขนาด 19 mL	จำนวน 1 ขวด
2.5 Buffer AW2 (concentrate)	ขนาด 13 mL	จำนวน 1 ขวด
2.6 Buffer AVE	ขนาด 2 mL	จำนวน 5 หลอด
2.7 Protease Resuspension Buffer	ขนาด 6 mL	จำนวน 1 ขวด
2.8 Carrier RNA	ขนาด 310 µg	จำนวน 1 หลอด
2.9 QIAGEN Protease		จำนวน 1 หลอด
2.10 มีเอกสารวิธีการใช้งานชุดน้ำยา		จำนวน 1 ชุด
3. สามารถใช้กับตัวอย่างที่ปริมาตรเริ่มต้น 200 µL และ elute ปริมาตรน้อยสุดได้ที่ 20 µL
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ โดยระบุวันที่หมดอายุ
5. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 5.1 มีเอกสาร Certificated of analysis แนบมาพร้อมกับ Lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 5.2 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..........ประธานกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)

..........กรรมการ.....กรรมการ
(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ) (นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)

..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิชญาณี ภูมิพิทักษ์กุล)

..........
(นายชุมพล บุญรอด)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์