

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
สารละลายฟอร์มาไมด์สำหรับเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ

1. เป็นสารฟอร์มาไมด์ประเภท Highly deionized formamide สำหรับทำละลายตัวอย่างก่อนเข้าสู่กระบวนการ Electrokinetic injection บนเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Capillary electrophoresis (CE)
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1. เป็นสารที่ใช้สำหรับทำละลายสารตัวอย่างให้อยู่ในรูปของสารละลาย (resuspend)
 - 2.2. สามารถใช้ได้กับเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ 310, 3130, 3500, 3730 และ SeqStudio Genetic Analyzer ได้
3. มีปริมาตรเท่ากับ 25 mL ต่อขวด
4. มีเงื่อนไขดังนี้
 - 4.1. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 เดือน นับจากวันส่งมอบ ซึ่งระบุวันหมดอายุที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจนและรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.2. เก็บรักษาที่อุณหภูมิที่เหมาะสม ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายชุมพล บุญรอด)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์



ประธานกรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)




กรรมการ

(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ)



กรรมการ

(นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาววิชญาณี ภูมิพิทักษ์กุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายกิตติกรณ เจนไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์



(นายกิตติกรณ เจนไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์