

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Hi-Di Formamide

สค 051/2567
สค 051/2568
สค 051/2569

1. เป็นสารประเภท Highly deionized formamide ที่ใช้สำหรับ Electrokinetic injection ของเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบ Capillary electrophoresis system
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 เป็นสารที่ใช้สำหรับทำละลายสารตัวอย่างให้อยู่ในรูปของสารละลาย (Sample resuspension solution) และมีค่า Final conductivity อยู่ในช่วง 19 - 34 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - 2.2 เป็นสารเคมีที่ใช้ในงาน DNA sequencing fragment analysis และ Sanger sequencing
3. มีปริมาตรเท่ากับ 25 mL ต่อขวด
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 เดือน นับจากวันส่งมอบ ซึ่งระบุวันหมดอายุที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจนและรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.2 เก็บรักษาที่สถานะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนดในขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการกรรมการ
(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ) (นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิษุณี ภูมิพิทักษ์กุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

.....
(นายกิติกรณ เจนไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

.....
(นายกิติกรณ เจนไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....
(นายชุมพล บุญรอด)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์