

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดสกัด DNA แบบ Mini kit 250 reactions

สด 054/2567
สด 054/2568
สด 054/2569

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับสกัดแยกสารพันธุกรรมชนิด DNA จาก tissue
2. ในน้ำยา 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 QIAamp mini spin columns หรือ DNA mini-spin column
 - 2.2 Collection tubes
 - 2.3 Buffer AL หรือ Buffer BLY1
 - 2.4 Buffer ATL หรือ Buffer BLY2
 - 2.5 Buffer AW1 (concentrate) หรือ Wash Buffer 1
 - 2.6 Buffer AW2 (concentrate) หรือ Wash Buffer 2
 - 2.7 Buffer AE หรือ Elution Buffer (EB)
 - 2.8 Proteinase K
3. สามารถใช้สกัดแยกสารพันธุกรรมชนิด DNA ได้ 250 ตัวอย่าง
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
5. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 5.1 เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องขณะขนส่งและส่งออก
 - 5.2 มีคู่มือหรือเอกสารกำกับการใช้งานแนบมาพร้อมสินค้าในวันส่งมอบสินค้า
 - 5.3 มีใบรับรองคุณภาพการผลิตแนบมาพร้อมกับ Lot ของที่ส่งในวันส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569


(นายชุมพล บุญรอด)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์



ประธานกรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญกุล)



กรรมการ

(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ)



กรรมการ

(นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาววิษณวดี ภูมิพิทักษ์กุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายกิตติกรณ เจนไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์



(นายกิตติกรณ เจนไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์