


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Attune shutdown solution


1. เป็นสารละลายที่อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้งาน (Ready-to-use) ที่เป็นบัฟเฟอร์ทำความสะอาด (Cleaning buffer) สำหรับใช้ในขั้นตอนการปิดเครื่อง (Shutdown procedure) ของเครื่อง Attune acoustic focusing cytometer โดยมีความเข้มข้น 1X
2. สามารถใช้งานกับเครื่อง Attune acoustic focusing flow cytometer ที่มีอยู่ได้
3. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 3.1 ลดการก่อตัวของฟองอากาศ (Minimize bubble formation) ของระบบเครื่อง Attune acoustic focusing cytometer
 - 3.2 ช่วยให้คงความสะอาด (Keep clean) และลดการเจริญเติบโตของจุลชีพ (Minimize microbial growth) ใน Fluidic lines ของเครื่อง Attune acoustic focusing cytometer
4. เงื่อนไขอื่นๆ ดังนี้
 - 4.1. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่วันส่งมอบ
 - 4.2. เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (Room temperature)
 - 4.3. บรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิท
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนชญะกุล)


.....กรรมการ
(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ)


.....กรรมการ
(นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิษณาณี ภูมิพิทักษ์กุล)


.....
(นายชุมพล บุณรอด)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์